

## Upper アッパー



- ①. 足趾を圧迫しないつま先の十分なスペース
- ②. 踵の姿勢を支えるためのしっかりとしたカウンター芯
- ③. 裏素材は足当たりの優しいクッション生地を使用
- ④. 甲や足首部には柔らかなスポンジ入り




前足部5mm厚のOrtho Meisterインソールとフィッティング調整用3mm厚のEVA中敷きが入るよう設計されています。

## Footbed フットベッド



立体的なアーチ構造を形成する事で快適な歩行を導き、足の疲れを軽減します。  
外反母趾や扁平足、開張足の方にも有効です。



## Sole ソール



地面に向かって末広がりのフレア形状は、横方向に対する姿勢の安定を促す効果があります。内反足、外反足の方にも安心です。  
歩行をスムーズにサポートするためのローリング機能も備えました。

## Design デザイン

全てのデザインで甲部分が大きく開きます。足入れのしやすさ、装具の入れやすさを考慮した設計です。

### 折返しベルトタイプ

Maple



Oak



### 紐+ファスナータイプ

Pine



Cedar



※Cedarは内外両側にファスナーが付きます。

両側のファスナーを開く事で、より大きな開口部となります。



## Ortho Meister シューズは「整形外科技術者」の強い味方です。

フットベッド、ソールは共に後加工のしやすいEVA仕様。  
フットベッドへの免荷、除圧加工や、ソールの靴桶高、ローリング加工など、  
個人に合わせた加工のしやすさは開発者マイスター・リーヒェの実証済みです。



厚みのあるインソールを取り外す事で、  
よりオーダーメイドインソールや補装具を入れやすく設計しています。  
アッパーには柔らかい天然皮革を使用しました。



開発者 ドイツ整形外科靴マイスター  
Karsten Rieche カーステン・リーヒェ